

Power Bond Booster Self-Cure Bonding Conditioner Parts "A" and "B"

REF 471-060 & 471-061

INSTRUCTIONS FOR USE

ETCHING

1. Prophylax enamel and rinse thoroughly.
2. Apply etchant and allow to remain for 30-45 seconds.
3. Rinse and thoroughly dry. Enamel should have a frosty white appearance. If not, repeat etching procedure.

POWER BONDING

1. Dispense an equal amount, 1 or 2 drops of Power Bond A & B. Mix thoroughly for 5 to 10 seconds with a fine brush.
2. Apply a thin coating over the etched enamel. Proceed with placement of bonding adhesive without waiting for Power Bond to set completely.

MODE D'EMPLOI

ACCÉLÉRATEUR POUR POWER BOND
AGENT DE CONDITIONNEMENT POUR ADHÉSIF
AUTOPOLYMERISANT A & B

MORDANÇAGE

1. Préparez l'émail avec de la pâte abrasive et rincez abondamment.
2. Appliquez l'agent mordant et attendez 30 à 45 secondes.
3. Rincez et séchez soigneusement. L'émail doit être d'un blanc pareil à la gelée. Si ce n'est pas le cas, répétez le mordançage.

ADHÉSION

1. Avec une brosse à poils fins, mélangez, à volume égal, ou 2 gouttes de Power Bond A & B pendant 5 à 10 secondes.
2. Appliquez une fine couche sur l'émail mordancé. Placez l'adhésif sans attendre que Power Bond ne fasse complètement prise.

GEBRAUCHSANWEISUNG

POWER bond VERSTÄRKER
SELBSTHÄRTENDER HAFTUNGSKONDITIONIERER
TEILE "A" & "B"

ÄTZUNG

1. Den Zahnschmelz mit Prophylax-Paste behandeln und gründlich abspülen.
2. Das Ätzmittel auftragen und 30-45 Sekunden lang einwirken lassen.
3. Abspülen und gründlich trocknen. Der Zahnschmelz sollte frostig-weiß aussehen, anderenfalls die Ätzung wiederholen.

POWER-HAFTUNG

1. Eine gleiche Menge von jeweils ein bis zwei Tropfen Power-Haftverstärker A & B abgeben. 5 bis 10 Sekunden lang mit einem feinen Pinsel vermischen.
2. Eine dünne Schicht auf den angeätzten Zahnschmelz aufbringen. Das Haftmittel aufbringen, ohne das vollständige Abhärten des Haftverstärkers abzuwarten.

ISTRUZIONI PER L'USO

CONDIZIONATORE PER BONDING AUTOPOLIMERIZZANTE
POWER BOND BOOSTER
PARTI "A" E "B"

MORDENZATURA

1. Eseguire la profilassi dello smalto e sciacquare accuratamente.
2. Applicare il mordente e lasciarlo agire per 30-45 secondi.
3. Sciacquare e asciugare completamente la superficie del dente. Lo smalto deve avere un aspetto smerigliato. In caso contrario, ripetere la procedura di mordenzatura.

APPLICAZIONE DEL POWER BOND

1. Versare una quantità uguale, 1 o 2 gocce, di componente A e di componente B. Miscelare accuratamente per 5-10 secondi con un pennello sottile.
2. Applicare uno strato sottile di prodotto sullo smalto precedentemente smerigliato. Procedere con il collocamento dell'adesivo per bonding senza attendere che il Power Bond sia completamente indurito.

GEBRUIKSAANWIJZING

POWER BOND BOOSTER
SELF-CURE BONDING CONDITIONER
PARTS "A" EN "B"

ETSEN

1. Geef het email een profilaxbehandeling en spoel het goed af.
2. Breng het etsmiddel aan en laat het gedurende 30-45 seconden zitten.
3. Spoelen en grondig drogen. Email moet er bevoren wit uitzien. Indien dit niet het geval is, de procedure herhalen.

POWER BONDING

1. Gebruik een gelijke hoeveelheid, 1 of 2 druppels, Power Bond A & B. Gedurende 5 tot 10 seconden goed mengen met een fijn borsteltje.
2. Breng een dun laagje over het geëtste email aan. Ga verder met het plaatsen van het bondingadhesief zonder te wachten tot de Power Bond volledig vast wordt.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

FOMENTADOR DE CEMENTADO POWER BOND BOOSTER
ACONDICIONADOR DE CEMENTADO AUTOPOLIMERIZABLE
PARTES "A" Y "B"

GRABADO

1. Realice la profilaxis del esmalte y enjuáguelo bien.
2. Aplique el reactivo para ataque y déjelo sobre el esmalte durante 30 a 45 segundos.
3. Enjuague y seque el esmalte perfectamente. El esmalte debe tener un aspecto blanco escarchado. De no ser así, repita el procedimiento de grabado.

CEMENTADO CON POWER BOND

1. Surta cantidades iguales, 1 ó 2 gotas de Power Bond A&B. Con un pincel fino, mezcle perfectamente durante 5 a 10 segundos.
2. Aplique una capa fina sobre el esmalte grabado. Coloque el adhesivo para cementado sin esperar que el Power Bond fragüe completamente.

Distributed By:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
Phone: 1.800.547.2000
www.OrthoOrganizers.com

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49 511 39 08 95 30