

Booster Light-Cured Bonding Conditioner

REF 471-062

INSTRUCTIONS FOR USE

ETCHING

1. Prophylax enamel and rinse thoroughly.
2. Apply etchant and allow to remain for 30-40 seconds.
3. Rinse thoroughly and lightly dry. Power Bond prefers moist (water moisture, not saliva) enamel.

POWER BONDING

1. Dispense a drop or two of Power Bond Light-Cured Conditioner onto a non absorbent surface or into a dappen dish.
2. Apply two generous coats of Power Bond Light-Cured Conditioner to the moist etched enamel surface. After the second coat, air dry the surface with compressed air. The enamel will not appear shiny.
3. Visibly light Cure with a suitable curing light for 10-20 seconds.
4. The surfaces are now ready to be bonded with either a light cure or self cure adhesive.

MODE D'EMPLOI

MORDANÇAGE

1. Préparez l'émail avec une pâte abrasive et rincez abondamment.
2. Appliquez l'agent mordant et attendez 30 à 40 secondes.
3. Rincez soigneusement et séchez légèrement. Le produit Power Bond prend mieux sur de l'émail humide (humidité provenant de l'eau, pas de la salive).

ADHÉSION

1. Mettez une goutte ou deux d'agent de conditionnement polymérisable à la lumière Power Bond sur une surface non absorbante ou dans un petit récipient en verre trempé.
2. Appliquez généreusement des couches d'agent de conditionnement sur l'émail mordancé humide. Après la deuxième couche, séchez la surface à l'air (air comprimé). L'émail ne brillera pas.
3. Polymérisez légèrement à la lumière pendant 10 à 20 secondes.
4. Les surfaces peuvent alors être scellées soit avec un adhésif autopolymérisant ou photopolymérisant.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ÄTZUNG

1. Den Zahnschmelz mit Prophylax-Paste behandeln und gründlich abspülen.
2. Das Ätzmittel auftragen und 30-40 Sekunden lang einwirken lassen.
3. Gründlich abspülen und leicht trocknen. Für das Haftmittel ist ein feuchter Zahnschmelz (angefeuchtet mit Wasser, nicht mit Speichel) am besten geeignet.

POWER-HAFTUNG

1. Ein bis zwei Tropfen des lichterhärtenden Haftverstärkers/Haftungskonditionierers auf eine nichtabsorbierende Fläche oder in eine Glasmischschale (Dappen-Schale) geben.
2. Zwei großzügige Schichten des lichterhärtenden Haftverstärkers/ Haftungskonditionierers auf die angefeuchteten, geätzten Zahnschmelzflächen auftragen. Nach der zweiten Schicht mit Druckluft trocknen. Der Zahnschmelz darf nicht glänzen.
3. Mit einer geeigneten Aushärtungslampe 10-20 Sekunden lang den Kleber mit Licht aushärten.
4. Die Oberflächen sind jetzt zum Verkleben mit einem lichterhärtenden oder selbsthärtenden Klebemittel bereit.

ISTRUZIONI PER L'USO

MORDENZATURA

1. Eseguire la profilassi dello smalto e sciacquare accuratamente.
2. Applicare il mordente e lasciarlo agire per 30-40 secondi.
3. Sciacquare completamente la superficie del dente ed asciugarla leggermente. Con il Power Bond è preferibile che lo smalto sia umido (d'acqua, non di saliva).

APPLICAZIONE DEL POWER BOND

1. Versare una o due gocce di condizionatore fotopolimerizzante Power Bond su una superficie non assorbente o in una coppetta.
2. Applicare due strati abbondanti di condizionatore fotopolimerizzante Power Bond alla superficie smerigliata umida dello smalto. Dopo aver applicato il secondo strato, asciugare la superficie con aria compressa. Lo smalto non avrà un aspetto lucido.
3. Effettuare la polimerizzazione con una lampada idonea per 10-20 secondi.
4. Le superfici sono ora pronte per l'applicazione dell'adesivo fotopolimerizzante o autopolimerizzante.

GEBRUIKSAANWIJZING

ETSEN

1. Geef het email een profilaxbehandeling en spoel het goed af.
2. Breng het etsmiddel aan en laat het 30-40 seconden zitten.
3. Spoelen en lichtjes drogen. Power Bond geeft de voorkeur aan vochtig (watervocht, geen speeksel) email.

POWER BONDING

1. Plaats een tweetal druppels Power Bond Light-Cured Conditioner op een niet-absorberend oppervlak of in een glazen dappenschoteltje.
2. Breng twee royale lagen Power Bond Light-Cured Conditioner op het vochtige geëtsde emailoppervlak aan. Na de tweede laag, het oppervlak drogen met perslucht. Het email is niet glimmend.
3. Gedurende 10 tot 20 seconden met licht uitharden met een gepast uithardingslicht.
4. De oppervlakken zijn nu klaar voor bonding door middel van lichtuitharding of een zelfhardend adhesief.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

GRABADO

1. Realice la profilaxis del esmalte y enjuáguelo bien.
2. Aplique el reactivo para ataque y déjelo sobre el esmalte durante 30 a 40 segundos.
3. Enjuague y seque el esmalte ligeramente. El Power Bond funciona mejor cuando el esmalte está húmedo (con agua, no saliva).

CEMENTADO CON POWER BOND

1. Surta cantidades iguales, 1 ó 2 gotas de acondicionador fotopolimerizable Power Bond sobre una superficie no absorbente o en una placa Dappen.
2. Aplique dos capas generosas del acondicionador fotopolimerizable Power Bond sobre la superficie húmeda del esmalte grabado. Después de aplicar la segunda capa, use aire comprimido para secar la superficie. El esmalte no tendrá un aspecto brillante.
3. Polimerícelo a la luz del espectro visible con una lámpara de polimerización adecuada durante 10 a 20 segundos.
4. Las superficies han quedado preparadas para cementarse con un adhesivo fotopolimerizable o autopolimerizable.

Distributed By:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
Phone: 1.800.547.2000
www.OrthoOrganizers.com

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49 511 39 08 95 30