

EZ Etch Swabs

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Instructions for use

1. Hold vertically, with color ring tip up.
2. Gently snap the color ring tip.
3. Formula inside the tube flows down and saturates the opposite tip. (Only use saturated tip to apply.)

Warning: The user and patient should wear eye protection and the user should also wear gloves.

RESERVE UNIQUEMENT A L'USAGE PROFESSIONNEL

Mode d'emploi

1. Tenir en position verticale, bague colorée vers le haut.
2. Casser soigneusement l'embout de la bague colorée ;
3. L'échantillon contenu dans le tube descend vers l'extrémité opposée jusqu'à saturation. (Utilisez seulement le bout saturé pour l'application.)

Avertissement: Le port de lunettes de protection pour les patients et le personnel dentaire est recommandé ainsi que le port de gants par le personnel dentaire pendant l'utilisation des agents de mordançage.

NUR FÜR DEN ZAHNÄRZTLICHEN GEBRAUCH

Gebrauchsanweisung

1. Senkrecht halten, wobei das Ende mit dem farbigen Ring nach oben zeigt.
2. Ende mit dem farbigen Ring vorsichtig brechen.
3. Die Formel im Röhrchen fließt nach unten und das untere Ende des Röhrchens saugt sich voll. (Nur das feuchte Ende zum Auftragen verwenden.)

Warnung: Benutzer und Patient sollten Augenschutz tragen, der Benutzer auch Handschuhe.

SOLAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Istruzioni per l'uso

1. Mantenere in posizione verticale, con la punta con l'anello colorato rivolta verso l'alto.

2. Spezzare delicatamente la punta con l'anello colorato.
3. Il prodotto contenuto all'interno del tubetto scorre verso il basso e satura la punta situata all'estremità opposta. (Per l'applicazione servirsi esclusivamente della punta saturata.)

Attenzione: L'operatore e il paziente devono indossare occhiali protettivi e l'operatore deve anche indossare i guanti.

SÓLO PARA USO PROFESIONAL

Instrucciones de uso

1. Sostenga verticalmente con el anillo de color hacia arriba.
2. Suavemente quiebre la punta por el anillo de color.
3. La fórmula contenida adentro del tubo fluye hacia abajo y empapa la punta del lado opuesto. (Use solamente la punta empapada para la aplicación.)

Advertencia: El usuario y el paciente deben usar protección para los ojos y el usuario también debe usar guantes.



ORTHO
Organizers
A HENRY SCHEIN® COMPANY

Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA
Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the Ortho Organizers' Web site
at OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen,
Germany
49 511 39 08 9530



0470



CASE PARTNER

OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association

**Made
in the
USA**

INS94A
Rev B