

TRU-FLAVOR™

(Alginate Impression Flavoring)

DIRECTIONS: Add 5 - 7 drops of *Tru-Flavor* to water measure for every 1 scoop of alginate powder. For cementations add 2 - 5 drops to cotton roll for pleasant taste while banding. Contains artificial flavoring. 2 Fl.Oz.

TRU-FLAVOR

(Produit aromatique pour alginate pour empreinte)

DIRECTIONS : Pour 1 cuiller de poudre d'alignate, ajoutez 5 à 7 gouttes de « *Tru-Flavor* » à l'eau. Pour les pâtes adhésives, ajoutez 2 à 5 gouttes au rouleau de coton lors de la pose d'une bague. Arôme artificiel.

59,5 ml (2 onces de liquide)

TRU-FLAVOR

(Geschmacksstoff für Alginat-Abdruckmasse)

GEBRAUCHSANWEISUNG: Dem Wassermeißgefäß pro Becher Alginatpulver 5-7 Tropfen *Tru-Flavor* hinzufügen. Bei Zementierungsarbeiten die Watterolle zur Geschmacksverbesserung während der Verbindung mit 2-5 Tropfen versetzen. Enthält künstlichen Aromastoff.

59,5 ml (2 Fl. Ounces)



1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
1.800.547.2000
760.448.8600

TRU-FLAVOR

(Preparato aromatizzante per alginato per impronte dentarie)

ISTRUZIONI: aggiungere 5-7 gocce di preparato *Tru-Flavor* nell'acqua per ciascun misurino di polvere di alginato. Per le cementazioni, aggiungere 2-5 gocce al rotolo di ovatta renderne piacevole il sapore durante l'applicazione delle bande. Contiene aromi artificiali.

59,5 ml (2 once liquide)

TRU-FLAVOR

(Smaakmiddel voor alginatimpressies)

RICHTLIJNEN: Voeg 5-7 druppels *Tru-Flavor* bij het water voor elk schepje alginatpoeder. Voor cementeringen, breng 2-5 druppels op de katoenrol voor een aangename smaak tijdens het aanbrengen van de bandjes. Bevat artificiële smaakmiddelen.

59,5 ml (2 Fl. Oz.)

TRU-FLAVOR

(Saborizante para impresiones con alginatos)

INSTRUCCIONES: Agregue 5 a 7 gotas de *Tru-Flavor* a la medida de agua por cada cucharilla de alginato en polvo. Para cementaciones, agregue 2 a 5 gotas a una torunda de algodón para obtener un sabor agradable mientras se colocan las bandas. Contiene saborizante artificial.

59,5 ml (2 onzas líquidas)

Authorized European Representative:

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49-511-39 08 95 30



TRU-FLAVOR™

(Alginate Impression Flavoring)

DIRECTIONS: Add 5 - 7 drops of *Tru-Flavor* to water measure for every 1 scoop of alginate powder. For cementations add 2 - 5 drops to cotton roll for pleasant taste while banding. Contains artificial flavoring. 2 Fl.Oz.

TRU-FLAVOR

(Produit aromatique pour alginate pour empreinte)

DIRECTIONS : Pour 1 cuiller de poudre d'alignate, ajoutez 5 à 7 gouttes de « *Tru-Flavor* » à l'eau. Pour les pâtes adhésives, ajoutez 2 à 5 gouttes au rouleau de coton lors de la pose d'une bague. Arôme artificiel.

59,5 ml (2 onces de liquide)

TRU-FLAVOR

(Geschmacksstoff für Alginat-Abdruckmasse)

GEBRAUCHSANWEISUNG: Dem Wassermeißgefäß pro Becher Alginatpulver 5-7 Tropfen *Tru-Flavor* hinzufügen. Bei Zementierungsarbeiten die Watterolle zur Geschmacksverbesserung während der Verbindung mit 2-5 Tropfen versetzen. Enthält künstlichen Aromastoff.

59,5 ml (2 Fl. Ounces)



1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
1.800.547.2000
760.448.8600

TRU-FLAVOR

(Preparato aromatizzante per alginato per impronte dentarie)

ISTRUZIONI: aggiungere 5-7 gocce di preparato *Tru-Flavor* nell'acqua per ciascun misurino di polvere di alginato. Per le cementazioni, aggiungere 2-5 gocce al rotolo di ovatta renderne piacevole il sapore durante l'applicazione delle bande. Contiene aromi artificiali.

59,5 ml (2 once liquide)

TRU-FLAVOR

(Smaakmiddel voor alginatimpressies)

RICHTLIJNEN: Voeg 5-7 druppels *Tru-Flavor* bij het water voor elk schepje alginatpoeder. Voor cementeringen, breng 2-5 druppels op de katoenrol voor een aangename smaak tijdens het aanbrengen van de bandjes. Bevat artificiële smaakmiddelen.

59,5 ml (2 Fl. Oz.)

TRU-FLAVOR

(Saborizante para impresiones con alginatos)

INSTRUCCIONES: Agregue 5 a 7 gotas de *Tru-Flavor* a la medida de agua por cada cucharilla de alginato en polvo. Para cementaciones, agregue 2 a 5 gotas a una torunda de algodón para obtener un sabor agradable mientras se colocan las bandas. Contiene saborizante artificial.

59,5 ml (2 onzas líquidas)

Authorized European Representative:

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49-511-39 08 95 30

