

INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use commercial disinfectant containing alcohol or ammonia for cleaning or disinfecting. Hand wash in warm water with soft soap. Rinse and dry with cloth.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Benutzen Sie für die Reinigung keine herkömmlichen Desinfektionsmittel, die Spiritus oder Ammoniak enthalten. Säubern Sie die Racks mit warmen Wasser und milder Seife. Ausspülen und mit einem Tuch trocknen.

MODE D'EMPLOI

N'employez pas un désinfectant commercial contenant l'alcool ou de l'ammoniac pour le nettoyer ou le désinfecter. Lavez à la main à l'eau chaude avec du savon doux. Rincez et séchez avec un torchon.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare un disinfettante contenente alcool o ammoniaca per la pulizia o la disinfezione. Lavare manualmente con acqua calda e un sapone morbido. Risciacquare e asciugare con un panno.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Gebruik voor het schoonmaken of desinfecteren, geen industriële ontsmettingsmiddelen welke alcohol en/of ammoniak bevatten. Reinig het artikel met milde zeep, spoel daarna af en droog het met een zachte doek.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

No utilice el desinfectante comercial que contiene el alcohol o el amoníaco para la limpieza o que los desinfecta. Dé la colada en agua caliente con el jabón suave. Aclare y séquese con el paño.



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association

INS42A
Rev A

INSTRUCTIONS FOR USE

Do not use commercial disinfectant containing alcohol or ammonia for cleaning or disinfecting. Hand wash in warm water with soft soap. Rinse and dry with cloth.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Benutzen Sie für die Reinigung keine herkömmlichen Desinfektionsmittel, die Spiritus oder Ammoniak enthalten. Säubern Sie die Racks mit warmen Wasser und milder Seife. Ausspülen und mit einem Tuch trocknen.

MODE D'EMPLOI

N'employez pas un désinfectant commercial contenant l'alcool ou de l'ammoniac pour le nettoyer ou le désinfecter. Lavez à la main à l'eau chaude avec du savon doux. Rincez et séchez avec un torchon.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare un disinfettante contenente alcool o ammoniaca per la pulizia o la disinfezione. Lavare manualmente con acqua calda e un sapone morbido. Risciacquare e asciugare con un panno.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Gebruik voor het schoonmaken of desinfecteren, geen industriële ontsmettingsmiddelen welke alcohol en/of ammoniak bevatten. Reinig het artikel met milde zeep, spoel daarna af en droog het met een zachte doek.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

No utilice el desinfectante comercial que contiene el alcohol o el amoníaco para la limpieza o que los desinfecta. Dé la colada en agua caliente con el jabón suave. Aclare y séquese con el paño.



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association

INS42A
Rev A



Racks

INSTRUCTIONS FOR USE

Distributed By:

EC REP

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
Phone: 1.800.547.2000
www.OrthoOrganizers.com

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49 511 39 08 95 30



Racks

INSTRUCTIONS FOR USE

Distributed By:

EC REP

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
Phone: 1.800.547.2000
www.OrthoOrganizers.com

mdi Europa GmbH
Wittekamp 30
D-30163 Hanover
Germany
49 511 39 08 95 30