



EASY ACCESS TWEEZER
Part Number 200-323

Warning: Tips should be protected with plastic tubing,
or a cotton ball during sterilization.

BRUCELLES EASY ACCESS

Référence 200-323

Avertissement : Durant la stérilisation, les bouts doivent être protégés avec des tubes en plastique ou des boules de coton.

PINZETTE EASY ACCESS

Numero di catalogo: 200-323

Avvertenza: durante la sterilizzazione, proteggere le punte con tubi in plastica, oppure con un batuffolo di cotone.

PINZA EASY ACCESS

Pieza número 200-323

Advertencia: Las puntas deben protegerse con tubos de plástico o con algodón durante la esterilización.

EASY ACCESS KLAMMEREINSATZPINZETTE
Best.-Nr. 200-323

Achtung: Während der Sterilisation die Spitzen mit einem Kunststoffröhrchen oder einem Wattebausch schützen.

EASY ACCESS GSPINCET

Onderdeelnummer 200-323

Waarschuwing: De tippen moeten tijdens de sterilisatie met plastic buisjes of met een watje worden beschermd.



1822 Aston Avenue

Carlsbad, CA 92008

1.800.547.2000 / 760.448.8600

Authorized European Representative:

mdi Europa GmbH

Wittekamp 30

D-30163 Hanover

Germany

49-511-39 08 95 30



INS41A
Rev A

PAGE 1 OF 1



EASY ACCESS TWEEZER
Part Number 200-323

Warning: Tips should be protected with plastic tubing,
or a cotton ball during sterilization.

BRUCELLES EASY ACCESS

Référence 200-323

Avertissement : Durant la stérilisation, les bouts doivent être protégés avec des tubes en plastique ou des boules de coton.

PINZETTE EASY ACCESS

Numero di catalogo: 200-323

Avvertenza: durante la sterilizzazione, proteggere le punte con tubi in plastica, oppure con un batuffolo di cotone.

PINZA EASY ACCESS

Pieza número 200-323

Advertencia: Las puntas deben protegerse con tubos de plástico o con algodón durante la esterilización.

EASY ACCESS KLAMMEREINSATZPINZETTE
Best.-Nr. 200-323

Achtung: Während der Sterilisation die Spitzen mit einem Kunststoffröhrchen oder einem Wattebausch schützen.

EASY ACCESS GSPINCET

Onderdeelnummer 200-323

Waarschuwing: De tippen moeten tijdens de sterilisatie met plastic buisjes of met een watje worden beschermd.



1822 Aston Avenue

Carlsbad, CA 92008

1.800.547.2000 / 760.448.8600

Authorized European Representative:

mdi Europa GmbH

Wittekamp 30

D-30163 Hanover

Germany

49-511-39 08 95 30



INS41A
Rev A

PAGE 1 OF 1